



Po operacji oszczędzającej pierś traci swoją objętość. Aby symetria w stosunku do zdrowej piersi została zachowana, polecamy protezy częściowe z silikonu. Można wybrać spośród wielu kształtów i rozmiarów.

Wskazania do stosowania protez częściowych:

- dla kobiet po operacji oszczędzającej
- jako uzupełnienie przy asymetrii wielkości piersi
- dla kobiet po rekonstrukcji piersi, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów estetycznych.

Protezy piersi **Maxima Ultra Fine Shell** ze specjalnym wgłębieniem w tylnej części oraz **Contana Light** to idealne rozwiązanie dla kobiet po oszczędzającym zabiegu chirurgicznym.

Protezy wykonane są z najwyższej jakości silikonu medycznego, miękkie i elastyczne, szybko przyjmują temperaturę ciała.

Maxima Shell 4001

- kształt kropki pozwala na uzupełnienie ubytków tkanki, które powstały w wyniku operacji w różnych kwadrantach
- z wypustkiem pod pachę dla uzupełnienia ubytków po usuniętych węzłach chłonnych
- dostępna w rozmiarach 40 - 130



Maxima Shell 9006

- charakterystyczny sercowy kształt
- mocno wybrana od spodu
- dwie wypustki tej samej długości skierowane są do góry i pod pachę
- dostępna w rozmiarach 50 - 125



PUSH-UP

- do częściowej kompensacji ubytku
- zalecany w przypadku widocznej asymetrii



Contana Light

- w kształcie owalnym
- typu nakładka
- cienka nakładka na pierś
- dostępna w rozmiarach 70 - 95

KOMPENSACJA CZĘŚCIOWA PROTEZAMI PIERSI ANITA Z MOŻLIWOŚCIĄ INDYWIDUALNEGO DOPASOWANIA PO OPERACJI OSZCZĘDZAJĄCEJ

Miękkie i przyjemne w dotyku modele z częścią tylną z mikrofazy. Można je indywidualnie wypełnić włókniną medyczną. Silikon zapewnia niewidoczne połączenie z ciałem. Protezy częściowe Anita można nosić bezpośrednio na skórze.



Anita 1057X Equitex

- wielofunkcyjna proteza lekka
- silikonowa miseczka z cienką krawędzią
- kompensacja dużych ubytków tkanki i uzupełnienie nierówności
- dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL



Anita 1045X Sequitex

- wielofunkcyjna proteza lekka
- wyrównanie dolnej i bocznej części biustu
- idealne w górnej partii biustu przy potrzebie lekkiego wyrównania
- dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL



Specjalistyczna bielizna

Gorsety protetyczne - specjalistyczne gorsety z regulowanymi ramiączkami. Dzięki 2 bawełnianym kieszonkom pasują do każdej protezy.

Kostiumy kąpielowe - zabudowany dekolt dla zakrycia blizn i ubytków, wygodne wycięcie pod pachami, kieszonki po obu stronach dla umieszczenia protezy piersi.



Akcesoria

Rękaw przeciwozrękowy stosowany jest w profilaktyce i leczeniu obrzęku limfatycznego. Pozwala na stabilizację obrzęku, jego zmniejszenie, a co za tym idzie poprawienie komfortu życia pacjentki.



Klin przeciwozrękowy zalecany jest dla kobiet po zabiegu mastektomii. Przeznaczony jest do utrzymywania kończyny z obrzękiem w pozycji uniesionej podczas odpoczynku, czy snu pacjentki. Ułatwia odpływ krwi i chłonki z kończyny i zapobiega powstawaniu czy pogłębianiu się obrzęku.

PODSTAWA PRAWNA - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 06.12.2013r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

| Kod | Nazwa wyrobu medycznego | Odpłatność | Limit ceny | Okres użytkowania |
|-------|-------------------------|------------|------------|-------------------|
| P. 92 | Proteza piersi | Bezpłatnie | 280 zł | 1 raz na 2 lata |



POFAM-POZNAŃ
60-573 Poznań, ul. Lindego 6
tel. 61 845 69 10, fax 61 845 69 01
e-mail: office@pofam.poznan.pl
www.breast-forms.eu
www.pofam.poznan.pl

protezy piersi
zaopatrzenie
po zabiegu
oszczędzającym